

Awio Veloce

Impostazione di Silk'n Flash&Go™

1. Rimuovi l'Unità Di Depilazione Di Silk'n Flash&Go™ e gli altri componenti dalla confezione.
2. Verifica che l'Unità Della Lampadina Usa E Getta sia inserita in modo corretto nella punta dell'apparecchio.
3. Inserisci il cavo dell'Adattatore nella presa dell'Unità Di Depilazione di Silk'n Flash&Go™.
4. Inserisci l'Adattatore in una presa elettrica. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Stand By. Il tuo Silk'n Flash&Go™ è pronto per l'uso.

Primo Trattamento con Silk'n Flash&Go™

La pelle deve essere rasata, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti.

5. Premi l'Interruttore Di Standby/Accensione. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Accensione, e si comincerà a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un fon).
6. Circa 3,5 secondi dopo aver premuto l'Interruttore Di Standby/Accensione, si accenderà l'Indicatore Dello Stato Di Pronto. L'apparecchio si imposta in modo da emettere impulsi del livello di energia più basso. L'apparecchio è allora pronto affinché tu possa emettere il primo impulso.
7. Se il livello di energia deve essere più alto di quello minimo, premi i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando "+" o "-" rispettivamente per diminuire o aumentare il livello di energia, fino all'impostazione del livello di energia desiderato. Le Luci Indicatrici Del Livello Di Energia coincidono con l'impostazione del livello di energia (Vedi cornice "Livello di Energia").
8. Applica con fermezza la Superficie Di Trattamento alla pelle, assicurandoti che la pelle sia distribuita in modo uniforme e regolare. Appena la Superficie Di Trattamento è completamente a contatto con la pelle, l'Indicatore Dello Stato Di PRONTO comincerà a lampeggiare.
9. Premi il Pulsante Di Impulso. L'apparecchio stabilirà innanzitutto il colore della tua pelle. Se il colore della pelle è sufficientemente chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emetterà un lampo di impulso di luce sulla tua pelle, e l'Indicatore Dello Stato Di Pronto si spegnerà. Vedrai un lampo luminoso di luce e contemporaneamente sentirai un leggero suono, che è un rumore che viene emesso normalmente dall'apparecchio. Puoi provare una lieve sensazione di calore e formicolio Silk'n Flash&Go™ si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo. Dopo 3,5 secondi l'Indicatore Dello Stato Di Pronto si riaccenderà.
- Se non vedi un impulso luminoso e la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle lampeggia, la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di IMETEC (Vedi la cornice: "Il Sensore del Colore della Pelle").
10. Rimuovi la Superficie Di Trattamento dalla zona di pelle trattata.
11. Sposta la Superficie Di Trattamento su un'altra zona di pelle. Usa i segni di pressione che l'apparecchio ha appena fatto sulla tua pelle per guidarti a mettere l'impulso successivo nella posizione giusta, evitando sia intervalli che sovrapposizione di impulsi (Vedi cornice "Copertura delle zone di pelle").
- Attenzione: Non trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta di depilazione! Trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta aumenta la probabilità di effetti collaterali negativi.
12. Ripeti il processo cominciando nuovamente dal Passo 5.

Piano tipico di depilazione con Silk'n Flash&Go™ durante un ciclo completo di crescita dei peli:

Le prime 3-4 sedute di depilazione con Silk'n Flash&Go™ saranno a circa due settimane di distanza una dall'altra.

Le sedute di depilazione 5-7 con Silk'n Flash&Go™ saranno a circa quattro settimane di distanza una dall'altra.

Successivamente, generalmente userai di nuovo Silk'n Flash&Go™ di tanto in tanto se e quando necessario, fino al raggiungimento di risultati a lungo termine.

Mantenimento tipico con Silk'n Flash&Go™ dopo aver raggiunto una depilazione a lungo termine:

A causa di cambiamenti ormonali o fisiologici di altro tipo follicoli dei peli che si trovavano in stato latente possono diventare attivi. Di tanto in tanto possono rendersi necessarie ulteriori sedute di depilazione con Silk'n Flash&Go™ per mantenere i risultati raggiunti.

Gentile cliente,
 IMETEC la ringrazia per l'acquisto del presente prodotto.
 Siamo sicuri che Lei apprezzerà la qualità e l'affidabilità di questo apparecchio, progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente.

Indice

1. Cos'è Silk'n Flash&Go™	p.3
1.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n Flash&Go™	p.3
1.2. Contenuto della confezione	p.4
1.3. L'Unità della Lampadina Usa e Getta	p.4
2. Uso Previsto di Silk'n Flash&Go™	p.4
3. Sicurezza usando Silk'n Flash&Go™	p.4
4. Controindicazioni	p.5
5. Quando evitare di usare Silk'n Flash&Go™	p.6
6. Precauzioni – Come usare Silk'n Flash&Go™ in modo sicuro	p.7
7. Ridurre il rischio di ferite	p.8
8. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n Flash&Go™	p.9
9. Programma la tua depilazione con Silk'n Flash&Go™ per ottenere i risultati migliori	p.11
10. Primi passi con Silk'n Flash&Go™	p.12
10.1. Impostazione di Silk'n Flash&Go™	p.12
10.2. Primo trattamento con Silk'n Flash&Go™	p.12
10.3. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n Flash&Go™?	p.14
10.4. Dopo il trattamento con Silk'n Flash&Go™	p.14
11. Manutenzione di Silk'n™ Flash&Go	p.15
11.1. Pulizia di Silk'n Flash&Go™	p.15
11.2. Sostituzione dell'Unità Della Lampadina	p.15
12. Soluzione di problemi	p.16
12.1. "Il mio Silk'n Flash&Go™ non si accende."	p.16
12.2. "Quando premo L'interruttore Di Impulso non viene emessa una luce"	p.16
13. Servizio di Assistenza Clienti	p.17
14. Specificazioni	p.17
15. Etichette	p.18



Prima di usare Silk'n Flash&Go™ per la prima volta, leggi questo Manuale per l'Utente dall'inizio alla fine.

Fai particolare attenzione ai paragrafi che parlano delle procedure per l'uso dell'apparecchio, dell'azionamento dell'apparecchio, e di procedure da eseguire dopo l'uso.

Ti raccomandiamo di conoscere bene questo Manuale per l'Utente e di rileggerlo prima di ogni uso di Silk'n Flash&Go™.

Silk'n Flash&Go™ è un apparecchio elettrico potente. In quanto tale, deve essere usato facendo particolare attenzione alla sicurezza.

Si prega di leggere tutti gli avvisi e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso, e seguirli scrupolosamente usando Silk'n Flash&Go™.

1. Cos'è Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ è un apparecchio basato sulla luce per la riduzione permanente dei peli, destinato a uso casalingo.

1.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n Flash&Go™

Il tuo Silk'n Flash&Go™ consiste di un'Unità Di Depilazione con un Pannello Di Controllo e un'Unità Di Lampadina Usa E Getta. Sul Manico dell'Unità Di Depilazione di Silk'n Flash&Go™ puoi trovare il Pulsante Di Impulso. L'unità Di Lampadina Usa E Getta si trova sulla punta dell'Unità Di Depilazione.



- ① Unità di depilazione
- ② Pannello di Controllo
- ③ Pulsante di impulso
- ④ Unità della lampadina usa e getta

- ⑤ Sensore del colore della pelle
- ⑥ Superficie di trattamento
- ⑦ Pannello di Controllo
- ⑧ Interruttore di accensione/standby

- ⑨ Luce indicatrice di standby
- ⑩ Luce indicatrice di accensione
- ⑪ Pulsanti di impostazione del livello di energia
- ⑫ Luci indicatrici del livello di energia

- ⑬ Luce indicatrice di sostituzione dell'Unità
- ⑭ Luce indicatrice di avviso del sistema.
- ⑮ Luce indicatrice di avviso della tonalità della pelle
- ⑯ Indicatore dello stato di pronto



1.2. Contenuto della confezione

Quando apri la confezione di Silk'n Flash&Go™, trovi le parti seguenti:

- Unità di depilazione di Silk'n Flash&Go™
- Adattatore con cavo di alimentazione
- Unità di ricambio della lampadina usa e getta
- Questo Manuale per l'Utente
- Un DVD di spiegazioni

1.3. L'Unità della Lampadina Usa e Getta

L'unità Della Lampadina Usa E Getta di Silk'n Flash&Go™ può emettere 1000 impulsi di luce (indipendentemente dal livello di energia di questi impulsi). Per un corpo di medie dimensioni, 1000 impulsi di luce possono coprire per esempio: una seduta per il trattamento di 2 gambe, 2 braccia, 2 ascelle e la linea del bikini.

Oppure, due sedute per il trattamento di 2 gambe e 2 ascelle.

Oppure dieci sedute per il trattamento di 2 ascelle e la linea del bikini.

Secondo le zone del corpo che desideri trattare, un trattamento tipico richiederà l'uso da una a sette Unità Della Lampadina Usa E Getta durante il primo anno di uso di Silk'n Flash&Go™

2. Uso Previsto di Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ è destinato alla rimozione dei peli indesiderati. Silk'n Flash&Go™ è destinato anche a portare a una riduzione dei peli a lungo termine, o permanente. La riduzione permanente dei peli è definita come una riduzione stabile a lungo termine nel numero di peli che ricrescono dopo un ciclo di trattamento.

Silk'n Flash&Go™ può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo.

Zone del corpo ideali per l'uso di Silk'n Flash&Go™ comprendono le ascelle, la linea del bikini, braccia, gambe, viso, spalle posteriori e petto.

3. Sicurezza usando Silk'n Flash&Go™

Con Silk'n Flash&Go™ la Sicurezza è la cosa più importante.

La tecnologia HPL™ di Silk'n Flash&Go™ - Sicurezza Superiore con il livello di energia più basso

La tecnologia Home Pulsed Light™ può ottenere risultati a lungo termine nella depilazione, usando una piccola parte dell'energia usata da altra attrezzatura per la depilazione. La bassa energia usata da Silk'n Flash&Go™ riduce il rischio che l'uso dell'apparecchio causi danni o complicazioni, e contribuisce alla tua sicurezza generale.

Silk'n Flash&Go™ protegge la tua pelle



La depilazione basata sulla luce non è adatta per tonalità di pelle naturalmente scure o pelle abbronzata. Silk'n Flash&Go™ è dotato di un Sensore Del Colore Della Pelle incorporato, progettato per misurare la carnagione della superficie cui viene applicato e consentire l'applicazione solo su carnagioni adatte. Questa caratteristica unica di sicurezza non consentirà di eseguire trattamenti nelle zone in cui la pelle è troppo scura o abbronzata.

Inoltre, la Superficie Di Trattamento di 1,3X3 cm² attraverso la quale sono erogati gli impulsi di luce è rientrata nell'Unità Della Lampadina. Questo consente a Silk'n Flash&Go™ di proteggere la tua pelle evitando un contatto diretto fra la Superficie Di Trattamento e la pelle.

Silk'n Flash&Go™ protegge i tuoi occhi

Il Silk'n Flash&Go™ ha una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che un impulso di luce non possa essere emesso quando la Superficie Di Trattamento è rivolta verso l'aria. L'interruttore di sicurezza consente l'attivazione solo quando la Superficie Di Trattamento è a contatto con la pelle.

4. Controindicazioni

Importanti Informazioni di Sicurezza – Leggere Prima dell'Uso

Silk'n Flash&Go™ non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso.

Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi visitare il sito www.imetec.com.

Se non sei certo se Silk'n™ sia sicuro per essere usato da te, chiedi al tuo medico o dermatologo!

■ **NON USARE Silk'n Flash&Go™ su una carnagione naturalmente scura!**

Silk'n Flash&Go™ rimuove peli indesiderati influenzando in modo selettivo sul pigmento del pelo. Quantità diverse del pigmento esistono anche nel tessuto cutaneo circostante. La quantità di pigmento nella pelle di una certa persona, che si manifesta nella sua carnagione, determina il grado di rischio cui è esposta usando qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce.

Trattare pelle scura con Silk'n Flash&Go™ può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

Nel Silk'n Flash&Go™ è incorporato un Sensore Del Colore Della Pelle unico che misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Il Sensore Del Colore Della Pelle assicura che vengano emessi impulsi solo su tonalità di pelle adatte.



NON PROVARE A USARE Silk'n Flash&Go™ su pelle naturalmente scura!
Non funzionerà! Vedi la tabella del colore della pelle all'interno della confezione.



La pelle abbronzata, specialmente dopo l'esposizione al sole, contiene grandi quantità del pigmento Melanina. Questo succede per tutti i tipi di pelle e tutte le carnagioni, compresi quelli che non sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di grandi quantità di Melanina espone la pelle a un rischio maggiore quando si usa qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce.

L'uso di Silk'n Flash&Go™ su pelle che è stata esposta recentemente alla luce del sole può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).



NON PROVARE A USARE Silk'n Flash&Go™ su pelle abbronzata o dopo essere stata esposta recentemente al sole! Un uso di questo tipo può causare scottature gravi o ferite alla pelle.

Evita di esporti al sole per 4 settimane prima del trattamento con Silk'n Flash&Go™!

■ **Tenere lontano dagli occhi!**

Silk'n Flash&Go™ può essere usato per il trattamento dei peli del viso. Deve essere fatta particolare attenzione sul viso per evitare gli occhi - non usare mai Silk'n Flash&Go™ intorno o vicino agli occhi.



Tenere lontano dagli occhi!

■ **NOTA! Silk'n Flash&Go™ non è efficace su peli chiari.**

L'apparecchio Silk'n Flash&Go™ non è efficace su peli naturalmente bianchi, grigi, biondi e rossi. Se i peli del tuo corpo sono di uno di questi colori, Silk'n Flash&Go™ non funzionerà nel tuo caso.

5. Quando evitare di usare Silk'n Flash&Go™

Certe condizioni possono impedire temporaneamente l'uso di Silk'n Flash&Go™. **NON USARE Silk'n Flash&Go™** se una delle condizioni seguenti è valida per te al momento:

- Se sei incinta o allatti.
- Se sei stata esposta al sole forte o a una macchina per abbronzatura artificiale nel corso degli ultimi 28 giorni.
- Se hai un tatuaggio o un trucco permanente nella zona da trattare.
- Se hai macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche nella zona da trattare.
- Se hai eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come herpes, nella zona da trattare. Attendi che la zona malata guarisca prima di usare Silk'n Flash&Go™.



- Se hai una storia di formazione di cheloidi, sai di essere sensibile alla luce (fotosensibilità) o prendi medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti anti-infiammatori non-steroidali, (come aspirina, ibuprofen, paracetamolo), tetracicline, fenotiazine, tiazide, diuretici, sulfonilurea, sulfonamidici, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi-Idrossi (BHA), Retin-A®, Accutane® e/o retinoidi topici.
- Se sei curata o sei stata curata recentemente con Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi Beta-Idrossi (BHA), Retin-A®, retinoidi topici o acido azelaico.
- Se hai condizioni delle pelle anormali, causate da diabete, per esempio, o altre malattie sistemiche o metaboliche
- Se sei stata curata con Accutane® (isotretinoina) durante gli ultimi 6 mesi.
- Se hai tenuto un regime a steroidi durante gli ultimi 3 mesi.
- Se hai una storia di scoppi di herpes nella zona del trattamento, salvo nel caso tu abbia consultato il tuo medico e ricevuto un trattamento preventivo prima di usare Silk'n Flash&Go™.
- Se soffri di epilessia.
- Se hai un impianto attivo, come un pacemaker, un dispositivo per incontinenza, pompa per insulina, ecc.
- Se hai una malattia collegata con la fotosensibilità, come porfiria, eruzione di luce poliformica, orticaria solare, lupus, ecc.
- Se hai una storia di cancro alla pelle o aree di malignità potenziali della pelle.
- Se hai ricevuto una radioterapia o chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.
- Se hai qualsiasi altro problema che a parere del tuo medico fa sì che il trattamento non sia sicuro per te. Se non sei sicura se Silk'n Flash&Go™ è sicuro per essere usato da te, consultati con il tuo medico o dermatologo.

6. Precauzioni – Come usare Silk'n Flash&Go™ in modo sicuro

■ Scegli ATTENTAMENTE i livelli di energia da usare!

Il livello di energia si riferisce all'intensità dell'impulso di luce che viene proiettato sulla tua pelle durante l'uso, dal livello più basso (-) al livello più alto (+). Le Luci Di Indicazione sul Pannello Di Controllo, indicano il livello di energia al quale è impostato l'apparecchio. Quando il livello di energia sale, migliorano i risultati di Silk'n Flash&Go™ ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedi "Effetti Collaterali Possibili" più sotto).

Comincia sempre il primo uso di Silk'n Flash&Go™ usando il valore del livello di energia più basso (una luce a "-").

Solo se provi poco o nessuno fastidio durante e dopo l'uso di Silk'n Flash&Go™ con l'energia impostata al valore più basso, aumenta l'impostazione dell'energia di un livello la volta successiva che usi Silk'n Flash&Go™, e così via per ogni successiva seduta di depilazione.

Per istruzioni dettagliate sull'impostazione del livello di energia, vedi "Livello di Energia" nel paragrafo "Primo trattamento con Silk'n Flash&Go™".

■ Evita effetti collaterali negativi!

Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!
Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!



Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia, SMETTI IMMEDIATAMENTE DI USARLO!

■ **Evita complicazioni dopo l'uso di Silk'n Flash&Go™!**

Non esporre parti trattate della pelle al sole!

Per "esposizione al sole" si intende esposizione costante non protetta alla luce del sole diretta per più di 15 minuti, o esposizione non protetta costante a luce del sole diffusa per più di 1 ora.

Per proteggere pelle trattata di recente quando ti esponi alla luce del sole, non dimenticare di applicare con cura un filtro solare SPF 30 o superiore, per 2 settimane dopo ogni seduta di depilazione.

- Radi sempre la zona che deve essere trattata e accertati che la pelle sia pulita e asciutta prima di usare Silk'n Flash&Go™.
- Copri voglie della pelle e tatuaggi prima dell'applicazione di Silk'n Flash&Go™.
- Copri macchie marrone scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche prima dell'applicazione di Silk'n Flash&Go™.
- Non guardare mai direttamente la luce che arriva dalla Superficie Di Trattamento di Silk'n Flash&Go™.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ sui capezzoli o gli organi genitali (maschili o femminili).
- Non usare Silk'n Flash&Go™ su nessuna parte del corpo nella quale puoi volere avere peli successivamente.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ per nessun altro scopo salvo la depilazione.
- Non puntare mai la Superficie Di Trattamento di Silk'n Flash&Go™ provando a emettere un impulso di luce verso uno spazio aperto. Assicurati sempre che durante l'applicazione la Superficie Di Trattamento punti verso la pelle, e sia completamente a contatto con essa.
- Rimuovi la Superficie Di Trattamento di Silk'n Flash&Go™ dalla pelle se la pelle o la Superficie Di Trattamento sono troppo caldi.
- Non usare mai liquidi infiammabili come alcool (compresi profumi, prodotti sanitari, o altri prodotti che contengono alcool), o acetone per pulire la pelle prima di usare Silk'n Flash&Go™.
- L'uso di Silk'n Flash&Go™ può causare cambiamenti temporanei della pigmentazione (vedi sotto "Effetti Collaterali Possibili).
- Tieni questo dispositivo fuori dalla portata di bambini. Non usare Silk'n Flash&Go™ su bambini o lasciare che bambini lo usino.

7. Ridurre il rischio di ferite

Come qualsiasi apparecchio elettrico, devono essere prese certe precauzioni per assicurare la tua sicurezza durante l'uso di Silk'n Flash&Go™.

Tieni Silk'n Flash&Go™ lontano dall'acqua!

■ Silk'n Flash&Go™ è un apparecchio elettrico. In quanto tale deve essere tenuto sempre lontano dall'acqua. Non mettere o conservare Silk'n Flash&Go™ in un posto dal quale può cadere o essere spinto in una vasca, lavandino o in qualsiasi altro contenitore di acqua. Non metterlo dentro, o farlo cadere in acqua o in qualsiasi altro liquido.

Questo potrebbe causare una grave elettrocuzione.

Non usare Silk'n Flash&Go™ quando fai il bagno.

Non usare Silk'n Flash&Go™ se è bagnato o umido.



Non provare a prendere Silk'n Flash&Go™ se è caduto in acqua.
Stacca Silk'n Flash&Go™ dalla corrente immediatamente se è caduto in acqua.



Tieni Silk'n Flash&Go™ lontano dall'acqua.

- Non aprire mai Silk'n Flash&Go™!
Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Flash&Go™. Aprire Silk'n Flash&Go™ può esporre a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuno di questi può causare gravi danni al corpo e/o ferite permanenti.



Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Flash&Go™.
Solo centri di riparazione IMETEC autorizzati possono fare riparazioni.

- Provare a aprire Silk'n Flash&Go™ può anche danneggiare l'apparecchio e annullerà la garanzia. Contatta il servizio di assistenza clienti di IMETEC se hai un apparecchio rotto o danneggiato che ha bisogno di riparazione.
- Usa Silk'n Flash&Go™ solo per l'uso cui è destinato e come descritto in questo manuale.
- Silk'n Flash&Go™ non deve mai essere lasciato senza sorveglianza quando inserito in una presa.
- Non azionare Silk'n Flash&Go™ se ha un filo o una presa danneggiati, e tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ se vedi o senti l'odore di fumo quando è in uso.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ se non funziona correttamente o se sembra danneggiato.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ se il Sensore Del Colore Della Pelle è incrinato o rotto.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ se il rivestimento esterno è incrinato o rotto.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ con un'Unità Della Lampadina Usa E Getta danneggiata, o se la Superficie Di Trattamento è incrinata, scheggiata o mancante.
- Stacca sempre Silk'n Flash&Go™ dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.
- Stacca Silk'n Flash&Go™ dall'elettricità prima di pulirlo.
- Non usare Silk'n Flash&Go™ con nessun accessorio non raccomandato da IMETEC.

8. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n Flash&Go™

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate con l'uso di Silk'n Flash&Go™ sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso casalingo, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di depilazione a luce pulsata progettati per uso casalingo.





Evento Negativo	Probabilità dell'Evento Negativo	Effetto Negativo	Probabilità dell'Effetto Negativo
Impulsi multipli accumulati uno sull'altro o sovrapposti sullo stesso posto della pelle.	Minimo	Fastidio Minimo alla Pelle	Minimo
		Rossore della Pelle	Minimo
		Maggiore Sensibilità della Pelle	Minimo
		Ferite e scottature	Raro
		Cicatrici	Raro
		Cambiamenti di Pigmentazione	Raro
		Rossore e Gonfiore Eccessivo	Raro
		Infezione	Trascurabile
		Lividi	Trascurabile

- **Fastidio Minimo alla Pelle.** Nonostante la depilazione con luce pulsata casalinga sia generalmente tollerata molto bene, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una lieve sensazione di puntura nelle zone di pelle trattate. La sensazione di puntura dura finché dura l'applicazione stessa o pochi minuti dopo.
Qualsiasi cosa al di là di questo fastidio minimo non è normale e significa che non devi continuare a usare Silk'n Flash&Go™ perché non sei in grado di tollerare l'applicazione di depilazione, o che l'impostazione del livello di energia è troppo alto.
- **Rossore alla Pelle.** La tua pelle può diventare rossa subito dopo l'uso di Silk'n Flash&Go™ o nell'arco di 24 ore dopo l'uso di Silk'n Flash&Go™. Il rossore generalmente scompare entro 24 ore. Consulta il tuo medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.
- **Maggiore Sensibilità della Pelle.** La pelle della zona trattata è più sensibile e di conseguenza si può avere la pelle secca o che si squama.
- **Ferite e Scottature della Pelle.** Molto raramente, possono avere luogo scottature o ferite dopo l'applicazione. La scottatura o ferita possono richiedere alcune settimane per guarire, e, in casi molto rari, possono lasciare una cicatrice permanente visibile.
- **Cicatrici.** Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente quando si formano cicatrici, hanno la forma di una lesione piatta e bianca della pelle (ipotrofica).
Tuttavia, la cicatrice può essere molto grande e rossa (ipertrofica) o grande e estesa oltre i margini della ferita stessa (cheloide). Possono essere necessari trattamenti estetici successivi per migliorare l'aspetto della cicatrice.
- **Cambiamenti di Pigmentazione.** L'obiettivo di Silk'n Flash&Go™ è la radice del pelo, e in particolare le cellule pigmentate del follicolo del pelo e il follicolo del pelo stesso. Ciò nonostante c'è il rischio di una iper-pigmentazione temporanea (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipo-pigmentazione (sbiancamento) nella zona della pelle circostante. Il rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle scura. Generalmente la decolorazione o modifiche del pigmento della pelle sono temporanee e raramente viene causata una iper-pigmentazione o ipo-pigmentazione permanente.
- **Rossore e Gonfiore Eccessivo.** In alcuni casi rari la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire entro 2, fino a 7 giorni e devono essere curate con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente, ma evitare di esporsi al sole.
- **Infezione.** L'infezione della pelle è molto rara ma è comunque un rischio possibile in seguito a una scottatura o ferita causata da Silk'n Flash&Go™.
- **Lividi.** Molto raramente, l'uso di Silk'n Flash&Go™ può causare lividi blu-viola che possono durare da





5 a 10 giorni. Mentre il livido sbiadisce, può esserci una decolorazione marron-ruggine della pelle (iperpigmentazione) che può essere permanente.

9. Programma la tua depilazione con Flash&Go™ per ottenere i risultati migliori

Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di questo intervallo di tempo possono essere necessarie più sedute con Flash&Go per ottenere una depilazione permanente.

L'efficacia della depilazione varia da persona a persona secondo da zona del corpo, il colore dei peli, e come viene usato Silk'n™ Flash&Go.

Programma tipico di depilazione con Silk'n Flash&Go™ nel corso di un ciclo completo di crescita del pelo:

- Le prime 3-4 sedute di depilazione con Silk'n Flash&Go™ saranno a circa due settimane di distanza dall'altra.
- Le sedute 5-7 di depilazione con Silk'n Flash&Go™ saranno a circa 4 settimane di distanza.
- Successivamente tipicamente userai di nuovo Silk'n Flash&Go™ di tanto in tanto se e quando necessario, fino a quando ottieni risultati duraturi.

Questo è un piano di trattamento raccomandato che si è dimostrato utile per ottenere i risultati migliori, ma puoi programmare il tuo programma di trattamento personale in modo diverso e ottenere ancora risultati soddisfacenti.

Nota che trattare la stessa parte del corpo più frequentemente che ogni due settimane, non migliorerà i risultati della depilazione.

Un mantenimento tipico con Silk'n Flash&Go™ dopo aver ottenuto una depilazione duratura:

A causa di cambiamenti ormonali e fisiologici di altro tipo, follicoli di peli latenti possono diventare attivi. Possono essere necessarie sedute di depilazioni di mantenimento con Silk'n Flash&Go™ di tanto in tanto.

Risultato Previsto del Trattamento per la Depilazione

Tipo di pelle Fitzpatrick	Colore dei Peli	Fluenza della Luce [J/cm ²]	Area anatomica del corpo ²	Numero Medio di Trattamenti ¹	Efficacia (% di depilazione/ricrescita) ¹
I-IV	Da marrone chiaro a marrone	3-4,5	Gambe superiori e inferiori	Sedute da 10 a 12, a circa quattro settimane di distanza	60% di peli in meno
			Braccia		50% di peli in meno
			Linea del Bikini		60% di peli in meno
			Ascella		55% di peli in meno
I-IV	Da marrone a nero	3-4,5	Gambe superiori e inferiori	Sedute da 8 a 10, a circa quattro settimane di distanza	70% di peli in meno
			Braccia		60% di peli in meno
			Linea del Bikini		70% di peli in meno
			Ascella		65% di peli in meno

¹ La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare gli schemi di crescita dei peli. Alcuni pazienti possono reagire più velocemente o più lentamente del numero medio di trattamenti.

² Non ci si può aspettare una depilazione duratura con una sola seduta o anche due. La durata del periodo di riposo per i follicoli dei peli dipende anche dalla zona del corpo.



10. Primi passi con Silk'n Flash&Go™

10.1. Impostazione di Silk'n Flash&Go™

1. Rimuovi l'Unità Di Depilazione di Silk'n Flash&Go™ e gli altri componenti dalla confezione.
2. Verifica che l'Unità Della Lampadina Usa E Getta sia inserita in modo corretto nell'apparecchio.
3. Inserisci il cavo dell'Adattatore nella presa dell'Unità Di Depilazione di Silk'n Flash&Go™.
4. Inserisci l'Adattatore in una presa elettrica. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Stand By. Il tuo Silk'n Flash&Go™ è pronto per l'uso.

10.2. Primo trattamento con Silk'n Flash&Go™

La pelle deve essere rasa, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti.

5. Premi l'Interruttore Di Standby/Accensione. Si accenderà la Luce Indicatrice Di Accensione, e si comincerà a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un fon).

6. Circa 3,5 secondi dopo aver premuto l'Interruttore Di Standby/Accensione, si accenderà l'Indicatore Dello Stato Di Pronto. L'apparecchio si imposta in modo da emettere impulsi del livello di energia più basso. L'apparecchio è allora pronto affinché tu possa emettere il primo impulso.

7. Se il livello di energia deve essere più alto di quello minimo, premi i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando "+" o "-" rispettivamente per diminuire o aumentare il livello di energia, fino all'impostazione del livello di energia desiderato. Le Luci Indicatrici Del Livello Di Energia coincidono con l'impostazione del livello di energia (Vedi cornice "Livello di Energia").

8. Applica con fermezza la Superficie Di Trattamento alla pelle, assicurandoti che la pelle sia distribuita in modo uniforme e regolare. Quando la Superficie Di Trattamento è completamente a contatto con la pelle, l'Indicatore Dello Stato Di Pronto comincia a lampeggiare.

9. Premi il Pulsante Di Impulso. L'apparecchio stabilirà innanzitutto il colore della tua pelle.

Se il colore della pelle è abbastanza chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emetterà un lampo di impulso di luce sulla tua pelle, e l'Indicatore Dello Stato Di Pronto si spegnerà.

Vedrai un lampo luminoso di luce e contemporaneamente sentirai un leggero suono, che è un rumore che viene emesso normalmente dall'apparecchio. Puoi provare una lieve sensazione di calore e formicolio Silk'n Flash&Go™ si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo. Dopo 3,5 secondi l'Indicatore Dello Stato Di Pronto si riaccenderà.

Se non vedi un impulso luminoso e la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle lampeggia, la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di IMETEC (Vedi la cornice: "Il Sensore del Colore della Pelle").

10. Rimuovi la Superficie Di Trattamento dalla zona di pelle trattata.

11. Sposta la Superficie Di Trattamento su un'altra zona di pelle. Usa i segni di pressione che l'apparecchio ha appena fatto sulla tua pelle per guidarti a mettere l'impulso successivo nella posizione giusta, evitando sia intervalli che sovrapposizione di impulsi (Vedi cornice "Copertura delle zone di pelle").



Attenzione: Non trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta di depilazione! Trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta aumenta la probabilità di effetti collaterali negativi.

12. Ripeti il processo cominciando nuovamente dal Passo 5.

Se appaiono vesciche sulla tua pelle si gonfia o se la pelle brucia, **INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!**

Livello di Energia

Il livello di energia determina l'intensità dell'impulso di luce di Silk'n Flash&Go™ emesso sulla tua pelle, dal livello più basso (-) a quello più alto (+). Quando il livello di energia aumenta, anche i risultati della depilazione migliorano, ma aumenta anche il rischio di possibili effetti collaterali e complicazioni.

Flash&Go offre 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), rappresentati da 3 luci indicatrici del livello di energia:

Livello 1 (più basso) - la luce indicatrice sinistra è accesa stabilmente.

Livello 2 - la luce indicatrice sinistra è accesa stabilmente e la luce indicatrice centrale lampeggia.

Livello 3 - la luce indicatrice sinistra che la luce centrale sono accese stabilmente.

Livello 4 - le luci indicatrici sinistra e centrale sono accese stabilmente e la luce indicatrice destra lampeggia.

Livello 5 (il più alto) - tutte le 3 luci indicatrici sono accese stabilmente.

Comincia sempre la tua prima seduta di depilazione con Silk'n Flash&Go™ al valore più basso di energia.

Se provi poco o nessun fastidio durante e dopo la seduta di depilazione usando il livello di energia più basso, aumenta l'impostazione dell'energia al livello 2 durante la seduta successiva, e così via per ogni seduta successiva.



Non aumentare il livello di energia se provi un fastidio anormale durante o dopo il trattamento con Silk'n Flash&Go™! (Vedi "Effetti Collaterali Possibili").

Non aumentare il livello di energia nel corso di una seduta di depilazione anche se non provi nessun fastidio: il fastidio può apparire anche qualche tempo dopo la seduta.

Nota! Dopo avere sostituito l'unità della lampadina usa e getta con una nuova, imposta sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quello a cui lo imposti normalmente. Alza nuovamente il livello di energia, solo se non provi un disagio anormale durante o dopo il trattamento.

Per impostare il livello di energia, premi i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando "-" o "+" rispettivamente per ridurre o aumentare il livello di energia.

Per impostare il livello di energia, premi i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando "-" o "+" rispettivamente per ridurre o aumentare il livello di energia. Il numero di Luci Indicatrici Del Livello Di Energia coinciderà con il cambiamento del livello di energia.

Il Sensore del Colore della Pelle

Depilare pelle di tonalità scura usando il sistema basato sulla luce, può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

Per evitare che Silk'n Flash&Go™ venga usato in modo scorretto su tonalità scure di pelle, un Sensore Del Colore Della Pelle unico di Silk'n Flash&Go™ misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto nel corso della seduta. Se il Sensore Del Colore Della Pelle rileva una tonalità di pelle troppo scura per l'applicazione di Silk'n Flash&Go™, l'apparecchio smetterà automaticamente di emettere impulsi.

Se non vedi un impulso luminoso e la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle lampeggia, significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di IMETEC.



Coprire zone di pelle

Gli impulsi di Silk'n Flash&Go™ devono essere somministrati in file, cominciando da un'estremità di ogni fila e procedendo sequenzialmente verso l'altra estremità. Questa tecnica permette un controllo migliore, coprendo tutta la pelle, e ti aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di sovrapporre gli impulsi. La Superficie Di Trattamento di Silk'n Flash&Go™ è progettata in modo che quando applicata alla pelle, crei segni temporanei della pressione sulla zona trattata. Questi segni visibili possono essere usati per stabilire in modo corretto la posizione dell'impulso successivo.



Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!
Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!



Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, **INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!**

10.3. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n Flash&Go™?

Per molte persone, l'uso di Silk'n Flash&Go™ costituisce la loro prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce progettato per uso casalingo. Silk'n Flash&Go™ è facile da usare, e le sedute di depilazione sono veloci. Durante una seduta di Silk'n Flash&Go™ è normale provare e sentire:

- **Un rumore di ventilatore** – la ventola che raffredda Silk'n Flash&Go™ fa un rumore simile a quello di un fon. Questo è normale.
- **Un suono durante ogni impulso** – Quando è attivato un impulso di HPL™, è normale sentire un leggero suono contemporaneamente all'apparire della luce.
- **Una pressione leggera della Superficie Di Trattamento** – questa è necessaria e utile per mettere gli impulsi di luce uno vicino all'altro, e fa parte della caratteristica unica di sicurezza di Silk'n Flash&Go™.
- **Una sensazione di calore e formicolio** – durante ogni impulso di luce è normale provare una leggera sensazione di calore e formicolio proveniente dall'energia della luce.
- Ricorda che è importante usare sempre valori bassi di energia per le prime sedute di depilazione. Puoi provare calore per un massimo di un'ora dopo la seduta con Silk'n Flash&Go™.
- **Un lieve colore rosso o rosa** – durante o subito dopo la seduta con Silk'n Flash&Go™ non è raro vedere del lievissimo colore rosa della pelle. Questo generalmente è visibile soprattutto intorno ai peli stessi.
- Tuttavia se la pelle è molto rossa, con vesciche o brucia, interrompi immediatamente l'uso di Silk'n Flash&Go™.

10.4. Dopo il trattamento con Silk'n Flash&Go™

- Quando la seduta con Silk'n Flash&Go™ finisce spegni Silk'n Flash&Go™ premendo l'Interruttore Di Accensione/Standby. Tutte le luci accese si spegneranno e si accenderà la Luce Indicatrice Di Standby (Accertati di ricordarti l'ultimo valore del livello di energia che hai usato, poiché non sarà ripristinato quando riaccenderai Silk'n Flash&Go™).



- Stacca il cavo dell'Adattatore dalla presa elettrica.
- Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n Flash&Go™ dopo ogni seduta di depilazione, specialmente la Superficie Di Trattamento (Vedi: "Pulizia di Silk'n Flash&Go™").
- Dopo averlo pulito, si raccomanda di mettere l'apparecchio Silk'n Flash&Go™ nella sua confezione originaria, e tenerlo lontano dall'acqua.



Cura della pelle dopo la seduta di depilazione.

Non esporre le zone della pelle trattate al sole. Assicurati di proteggere scrupolosamente la pelle trattata con una protezione contro il sole, durante tutto il periodo della depilazione e per almeno 2 settimane dopo l'ultima seduta con Silk'n Flash&Go™.



Effetti collaterali e complicazioni

Alcuni pazienti possono provare cambiamenti nella pigmentazione causati dal trattamento con Silk'n Flash&Go™. Questi effetti, se hanno luogo, sono generalmente lievi e temporanei. In caso tu provi qualsiasi complicazione (vedi "Possibili Effetti Collaterali Usando Silk'n Flash&Go™") contatta immediatamente il tuo medico.

11. Manutenzione di Silk'n Flash&Go™

11.1. Pulizia di Silk'n Flash&Go™

Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n Flash&Go™, e specialmente la Superficie Di Trattamento, dopo ogni seduta di depilazione.

- Stacca Silk'n Flash&Go™ dalla presa prima di pulirlo.
- Usa un panno asciutto e pulito per pulire delicatamente la superficie di Silk'n Flash&Go™, e soprattutto la Superficie Di Trattamento.

Non immergere mai Silk'n Flash&Go™ o una delle sue parti nell'acqua!

11.2. Sostituzione dell'Unità Della Lampadina

11.2 Sostituzione dell'Unità Della Lampadina

L'unità Della Lampadina Usa E Getta di Silk'n Flash&Go™ può emettere 1000 impulsi di luce che tipicamente permettono di depilare 2 gambe, braccia, ascelle, e linea del bikini. L'intensità dell'impulso è determinata solo dall'impostazione del livello di energia dell'apparecchio. L'energia non cala durante la vita dell'Unità Della Lampadina. Quando un'Unità Della Lampadina Usa E Getta ha raggiunto il 90% della sua vita la Luce Indicatrice Della Sostituzione Dell'unità sul Pannello Di Controllo comincia a lampeggiare, e questo indica che l'Unità Della Lampadina Usa E Getta deve essere sostituita entro breve tempo.

Quando l'uso dell'Unità Della Lampadina Usa E Getta si avvicina al 100%, il tempo del lampo della Luce Indicatrice Della Sostituzione Dell'unità diventerà più lungo.

Quando sono stati usati tutti i 1000 impulsi dell'Unità Della Lampadina Usa E Getta, la Luce Indicatrice Della



Sostituzione Dell'unità rimarrà costantemente accesa, e questo indica che non è possibile emettere altri impulsi. Per continuare la sessione di depilazione, sarà allora necessario sostituire l'Unità Della Lampadina Usa E Getta.



Nota: l'Unità Della Lampadina Usa E Getta deve essere sostituita anche se appaiono grandi macchie dentro di essa o se la sua Superficie Di Trattamento è rotta.

Per sostituire un'Unità Della Lampadina Usa E Getta:

1. Premi l'Interruttore Di Accensione/Standby per mettere Silk'n Flash&Go™ in modalità Standby.
2. Stacca l'adattatore dell'alimentazione dalla presa elettrica.
3. Afferra l'Unità Della Lampadina Usa E Getta usata da entrambi i lati, estraila dalla sua presa e gettala nella spazzatura normale.
4. Scarta un'Unità Della Lampadina Usa E Getta nuova.
5. Premi delicatamente l'Unità Della Lampadina Usa E Getta nuova al suo posto.

Nota! Dopo avere sostituito l'unità della lampadina usa e getta con una nuova, imposta sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quello a cui lo imposti normalmente. Alza nuovamente il livello di energia, solo se non provi un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.

12. Soluzione di problemi

12.1. "Il mio Silk'n Flash&Go™ non si accende"

- Accertati che l'Adattatore Dell'alimentazione sia collegato in modo corretto all'apparecchio Silk'n Flash&Go™.
- Accertati che l'Adattatore Dell'alimentazione sia inserito in una presa elettrica nel muro.

12.2. "Quando premo l'Interruttore Di Impulso non viene emessa una luce".

Accertati che l'Indicatore Dello Stato Di Pronto lampeggi per assicurare di avere un buon contatto con la pelle e che la Superficie Di Trattamento venga premuta in modo uniforme e con fermezza alla pelle. Per la tua sicurezza, il Pulsante Di Impulso emetterà un impulso solo se la Superficie Di Trattamento è premuta bene contro la pelle.

- Controlla la Luce Indicatrice Di Avvertimento Della Tonalità Della Pelle. Se lampeggia, questo significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza IMETEC.
- Controlla la Luce Indicatrice Della Sostituzione Dell'unità. Se è accesa, stacca Silk'n Flash&Go™ e sostituisci l'Unità Della Lampadina Usa E Getta.
- Accertati che l'Indicatore Dello Stato Di Pronto sia acceso.
 - Se l'Indicatore Dello Stato Di Pronto rimane spento dopo 10 secondi, spegni Silk'n Flash&Go™ e riaccendilo premendo due volte l'Interruttore Di Accensione/Standby.
 - Se il problema persiste, contatta il Centro di Assistenza Clienti IMETEC.
- Controlla la Luce Indicatrice Di Avviso Del Sistema.
 - Se la luce è accesa, spegni Silk'n Flash&Go™ e riaccendilo premendo due volte l'Interruttore Di Accensione/Standby.
 - Se il problema persiste, contatta il Centro di Assistenza Clienti IMETEC.



- Se il problema persiste, contatta il Centro di Assistenza Clienti IMETEC.



Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Flash&Go™. Solo centri di riparazione autorizzati IMETEC possono eseguire riparazioni.

Aprire Silk'n Flash&Go™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuna di queste cose può causare danni gravi al corpo e/o una ferita permanente agli occhi.

Provare a aprire Silk'n Flash&Go™ può anche danneggiare l'apparecchio e annulla la garanzia.

Si prega di contattare il Servizio di Assistenza Clienti IMETEC se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.

13. Servizio di Assistenza Clienti

Per le riparazioni o l'acquisto dei ricambi rivolgersi al servizio autorizzato di assistenza ai clienti IMETEC contattando il Numero Verde sotto riportato o consultando il sito internet. L'apparecchio è coperto da garanzia del produttore. Per i dettagli, consultare il foglio garanzia allegato.

Numero Verde

800-234677

L'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale per l'utilizzo, la cura e la manutenzione del prodotto fanno decadere il diritto alla garanzia del produttore.

14. Specificazioni

Dimensione della Luce		1,3cm x 3cm [3,9cm ²]
Velocità		1 impulso ogni 3,5 secondi: 1,1 cm ² /sec
Tecnologia		Home Pulsed Light™
Livello Massimo di Energia		Max 5J/cm ²
Lunghezza d'Onda		475-1200nm
Tempo di Ricarica / Fonte di Corrente		Operazione continua
Requisiti Elettrici		100-240VAC, 0.9A
Tempo Necessario per Trattare la Parte Inferiore delle Gambe		30 minuti
Azionamento e Sicurezza		Un nuovo sensore del colore della pelle assicura che l'apparecchio venga usato solo su carnagioni adatte.
Dimensioni della Confezione		22cm x 22cm x 14cm
Peso del sistema		0.35kg
Temperatura	Operazione	Da 10 a 40°C
	Conservazione	Da -40 a +70°C
Umidità relativa	Operazione	Da 30 a 75%rH
	Conservazione	Da 10 a 90%rH
Pressione atmosferica	Operazione	Da 700 a 1060hPa
	Conservazione	Da 500 a 1060hPa



15. Etichette

IMETEC

TYPE: I6701

100-240 V 50/60 Hz

www.imetec.com

WEEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche

Marchio CE

Seguire le istruzioni di azionamento

Questo apparecchio non è adatto per essere
usato in presenza di miscele anestetiche
infiammabili con aria o Ossigeno o Ossido
Nitroso

