



Programmi per l'uso estetico - benessere

CE
IT

HSD



Programmi Estetici-Benessere


 **Attenzione**

La durata dei programmi è di 2 ore.





Nel caso di utilizzo del caricabatteria esterno i programmi hanno durata illimitata. Possono essere comunque interrotti tenendo premuto il tasto START/STOP per 2-3 secondi.

1° GRUPPO PROGRAMMI (500 Hz – 3000 Hz)**ANTISTRESS**

Accessorio:
stuoia.





**CEFALEA**

Accessorio:
fascia viso, fascia
cervicale, stuoia.





1° GRUPPO PROGRAMMI (500 Hz – 3000 Hz)**COLITE**

Accessorio:
fascia lombare, stuoia.




2° GRUPPO PROGRAMMI (500 Hz – 5000 Hz)**ACNE**

Accessorio:
fascia facciale,
manipolo.





**VARICI**

Accessorio:
stuoia.





2° GRUPPO PROGRAMMI (500 Hz – 5000 Hz)**GASTRITE**

Accessorio:
fascia lombare, stuoia.





3° GRUPPO PROGRAMMI (500 Hz – 7000 Hz)**ASMA**

Accessorio:
fascia facciale.





**BRONCHITE**

Accessorio:
fascia facciale.





3° GRUPPO PROGRAMMI (500 Hz – 7000 Hz)**CELLULITE**

Accessorio:
fascia ginocchio,
stuoi.





4° GRUPPO PROGRAMMI (500 Hz – 10000 Hz)**FARINGITE**

Accessorio:
fascia facciale.



**LARINGITE**

Accessorio:
fascia facciale.



4° GRUPPO PROGRAMMI (500 Hz – 10000 Hz)**SINUSITE**

Accessorio:
fascia facciale.





Stampato in Italia