

# MIO-CARE FITNESS

Mio-Care Fitness è l'elettrostimolatore ideale per il trattamento del dolore, in grado di rispondere alle esigenze dello sportivo e di carattere estetico.

CND Z120601

REP 5722/R

**DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa**

Dispositivo medico certificato CE0068



## DOTAZIONE

- ✓ Elettroterapia TENS ed EMS con display grafico
- ✓ 2 cavi di connessione elettrodi con 4 derivazioni (totale 8 elettrodi collegabili)
- ✓ Elettrodi adesivi pregellati
- ✓ Batteria interna ricaricabile Ni-Mh con nuova tecnologia LL (long-lasting) a bassa autoscarica
- ✓ Caricabatterie
- ✓ Clip di aggancio alla cintura
- ✓ Manuale d'uso e manuale delle posizioni elettrodi
- ✓ Borsa per il trasporto

## CARATTERISTICHE

- ✓ Elettroterapia a 2 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- ✓ Generatore di onda quadra bifasica e compensata: la quantità di corrente che corre dal polo positivo al negativo è uguale e costante, si evita così il pericoloso effetto termico di polarizzazione possibile invece con uno stimolatore ad onda non compensata
- ✓ Funzionamento asincrono dei canali di stimolazione (lipolisi, ago-antagonista, contrazioni toniche e fasiche, massaggio profondo)
- ✓ Tastiera digitale con comandi semplici ed intuitivi
- ✓ Istruzioni sul programma in corso e tempo rimanente fornite direttamente sul display
- ✓ Funzionamento con batteria interna ricaricabile (estraibile)
- ✓ Display retroilluminato
- ✓ Intensità 100 mApp per canale

## DIMENSIONI APPARECCHIO

114 X 68 X 26 mm

# MIO-CARE FITNESS

## PROGRAMMI

### 20 PROGRAMMI MEDICALI

Tens convenzionale (rapido)  
 Tens endorfinico (ritardato)  
 Tens ai valori massimi  
 Antinfiammatorio  
 Cervicalgia/cefalea miotensiva  
 Lombalgia/sciatalgia  
 Distorsioni/contusioni  
 Vascolarizzazione  
 Decontratturante  
 Ematomi  
 Prevenzione atrofia  
 Atrofia (recupero trofismo)  
 Dolori mano e polso  
 Stimolazione plantare  
 Epicondilita  
 Epitrocleite  
 Periartrite  
 Microcorrente  
 Incontinenza da sforzo (sonda esclusa)  
 Incontinenza da urgenza (sonda escl.)

### 15 PROGRAMMI BELLEZZA

Rassodamento arti superiori e tronco  
 Rassodamento arti inferiori  
 Tonificazione arti superiori e tronco  
 Tonificazione arti inferiori  
 Definizione arti superiori e tronco  
 Definizione arti inferiori  
 Modellamento  
 Microlifting  
 Lipolisi addome  
 Lipolisi cosce  
 Lipolisi glutei e fianchi  
 Lipolisi braccia  
 Elasticità tessuti  
 Capillarizzazione  
 Pesantezza alle gambe

### 20 PROGRAMMI FITNESS

Riscaldamento  
 Resistenza arti superiori e tronco  
 Resistenza arti inferiori  
 Forza resistente arti superiori e tronco  
 Forza resistente arti inferiori  
 Forza base arti superiori e tronco  
 Forza base arti inferiori  
 Forza veloce arti superiori e tronco  
 Forza veloce arti inferiori  
 Forza esplosiva arti superiori e tronco  
 Forza esplosiva arti inferiori  
 Capillarizzazione profonda  
 Recupero muscolare  
 Agonista-antagonista  
 Contrazioni toniche sequenziali arti superiori e tronco  
 Contrazioni toniche sequenziali arti inferiori  
 Contrazioni fasiche sequenziali arti superiori e tronco  
 Contrazioni fasiche sequenziali arti inferiori  
 Decontratturante  
 Massaggio profondo

## STIMOLAZIONE ALTERNATA SUI DUE CANALI

L'apparecchio è in grado di generare impulsi alternati sui due canali in modo da produrre contrazioni o stimolazioni sequenziali. Questa caratteristica ne consente un uso efficace in ambito estetico per la lipolisi ed in ambito sportivo per l'allenamento di muscoli agonisti od il massaggio sequenziale. La grande potenza che l'apparecchio riesce a generare, ne consente l'uso anche agli sportive più esigenti.