



## **iOnecare**

E' il nuovissimo apparecchio portatile per ionoforesi/jontoforesi, caratterizzato dalla semplicità d'uso e dalle numerose possibilità di utilizzo: terapia antinfiammatoria e antireumatica, iperidrosi, ionoforesi e galvanoterapia. I meccanismi d'azione della terapia jontoforetica sono due:

- Il primo è il riequilibrio, attraverso la corrente usata, della differenza tra il potenziale elettrico posseduto naturalmente dalla cute superficialmente e quello del derma, dove ci sono le ghiandole eccrine. Lo squilibrio di questo potenziale facilita l'eccessiva sudorazione.
- Il secondo meccanismo d'azione è il restringimento, sotto lo stimolo elettrico, del foro d'uscita del canale che permette alle ghiandole di convogliare il sudore all'esterno.

Contiene 20 programmi preimpostati con i parametri per le applicazioni più comuni e funziona a batteria.



### **PROGRAMMI/APPLICAZIONI**

- Ionoforesi braccia
- Ionoforesi addome/fianchi
- Ionoforesi glutei
- Ionoforesi cosce
- Ionoforesi
- Jontoforesi
- Microcorrenti

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

Alimentazione: 4 batterie AAA 1,2V Ni-Mh ricaricabili

Forme d'onda: microcorrenti e ionoforesi

Numero canali d'uscita: 2 indipendenti

Numero programmi: 20 preimpostati

Intensità di corrente (mA): 0-20

Emissione: continua

### **DOTAZIONE DI BASE**

- Valigia
- 4 elettrodi in silicone conduttivo 50x50 mm
- 4 buste spugna 50x50 mm
- 2 fasce elastiche fissaggio
- batteria ricaricabile
- caricabatteria
- 2 cavi uscita
- manuale d'uso